







Produktdatenblatt REF 68.83.43A

11.12.2025

| Allgemeine Daten | | | |
|---|-------------------------------------|--|----------------|
| Artikel | 68.83.43A | Emerg Schlitzschraube rot selbstschn1.9x13mm Ti Mikro P/10 | |
| VK-Einheit | Pack10 | Zoll Nr. | 90211090 |
| GMDN Code | 61837 | GTIN | 04046826344870 |
| Risikoklasse | 2b (EU MDD) | UMDNS-Code | 16-101 |
| Klassifizierung | 8 (EU MDD) | Basis UDI-DI | |
| Gewicht (kg) | 0,010 | Gebrauchsanweisung | G687004 |
| Latex frei | nicht zutreffend | Aufbereitungsanweisung | MPK06 |
|    | | | |
| Medicon Medien | | | |
| Hauptbild | | Detailbild | |
|  | | | |
| Maße | 1.9x13mm | Beschichtung | |
| Lagerungsbedingungen | | | |
| Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich | | | |
| Werkstoffe | | | |
| | Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung) | | |
| Hauptteil | 3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI)) | | |