







## Produktdatenblatt REF 68.84.57A

11.12.2025

| Allgemeine Daten  |                                 |                           |                |
|---|---------------------------------|---------------------------|----------------|
| Artikel   | 68.84.57A                       | Platte 8 Loch gew Ti Mini |                |
| VK-Einheit  | Stück                           | Zoll Nr.                  | 90211090       |
| GMDN Code   | 46642                           | GTIN                      | 04046826345532 |
| Risikoklasse  | 2b (EU MDD)                     | UMDNS-Code                | 13-050         |
| Klassifizierung   | 8 (EU MDD)                      | Basis UDI-DI              |                |
| Gewicht (kg)  | 0,000                           | Gebrauchsanweisung        | G687004        |
| Latex frei  | nicht zutreffend                | Aufbereitungsanweisung    | MPK06          |
|    |                                 |                           |                |
| Medicon Medien  |                                 |                           |                |
| Hauptbild   |                                 | Detailbild                |                |
|   |                                 |                           |                |
| Lagerungsbedingungen  |                                 |                           |                |
| Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich  |                                 |                           |                |
| Werkstoffe  |                                 |                           |                |
|   | Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung) |                           |                |
| Hauptteil   | 3.7035 (ASTM_Grade_2)           |                           |                |