







## Produktdatenblatt REF 68.85.74A

11.12.2025

| Allgemeine Daten  |                                     |   |                |
|---|-------------------------------------|---|----------------|
| Artikel   | 68.85.74A                           | Schraube grün selbstb 1.5x4.0mm Ti Mikro P/10 |                |
| VK-Einheit  | Pack10                              | Zoll Nr.                                      | 90211090       |
| GMDN Code   | 61837                               | GTIN  | 04046826346232 |
| Risikoklasse  | 2b (EU MDD)                         | UMDNS-Code                                    | 16-101         |
| Klassifizierung   | 8 (EU MDD)                          | Basis UDI-DI                                  |                |
| Gewicht (kg)  | 0,010                               | Gebrauchsanweisung                            | G687004        |
| Latex frei  | nicht zutreffend                    | Aufbereitungsanweisung                        | MPK06          |
|    |                                     |   |                |
| Medicon Medien  |                                     |   |                |
| Hauptbild   |                                     | Detailbild                                    |                |
|   |                                     |   |                |
| Maße  | 1.5x4.0mm                           | Beschichtung                                  |                |
| Lagerungsbedingungen  |                                     |   |                |
| Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich  |                                     |   |                |
| Werkstoffe  |                                     |   |                |
|   | Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)     |   |                |
| Hauptteil   | 3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI)) |   |                |