



Produktdatenblatt REF 68.88.87

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	68.88.87	Aktivierungsschlüssel li for 68.88.83	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	60909	GTIN	04046826466305
Risikoklasse	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	13-517
Klassifizierung	5 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;N004;04;XN
Gewicht (kg)	0,033	Gebrauchsanweisung	GATDN00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	
			
Medicon Medien			
Hauptbild		Detailbild	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	1.4021 (X20Cr13)		