



Produktdatenblatt REF 68.93.00A

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	68.93.00A	Schraube Low Prof grau1.5x4.0mm Ti Mikro Easy Grip	
VK-Einheit	Pack10	Zoll Nr.	90211090
GMDN Code	61837	GTIN	04046826440992
Risikoklasse	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	16-101
Klassifizierung	8 (EU MDD)	Basis UDI-DI	
Gewicht (kg)	0,000	Gebrauchsanweisung	G689300
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	MPK06
			
Medicon Medien			
Hauptbild		Detailbild	
Maße	1.5x4.0mm	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))		