






Produktdatenblatt REF 68.95.33

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	68.95.33	Plattenbiegezug f Syst 2.4 Reco Locking20cm	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	47637	GTIN	04046826127497
Risikoklasse	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	15-221
Klassifizierung	1 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;N001;03;WJ
Gewicht (kg)	0,260	Gebrauchsanweisung	GATDN00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	
 			
Medicon Medien			
Hauptbild		Detailbild	
			
Maße	20cm	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil Schraube	1.4021 (X20Cr13) 1.4305 (X8CrNiS18-9)		