




## Produktdatenblatt REF 68.95.65

11.12.2025

| Allgemeine Daten  |                                 |  |                |
|---|---------------------------------|--|----------------|
| Artikel   | 68.95.65                        | Gewindeschneider f Uk Reko SchrØ 2.7mm |                |
| VK-Einheit  | Stück                           | Zoll Nr.                               | 90189084       |
| GMDN Code   | 17507                           | GTIN                                   | 04046826127800 |
| Risikoklasse  | 2a (EU MDD)                     | UMDNS-Code                             | 11-341         |
| Klassifizierung   | 6 (EU MDD)                      | Basis UDI-DI                           |                |
| Gewicht (kg)  | 0,004                           | Gebrauchsanweisung                     |                |
| Latex frei  | nicht zutreffend                | Aufbereitungsanweisung                 | MPK02          |
|  |                                 |  |                |
| Medicon Medien  |                                 |  |                |
| Hauptbild   |                                 | Detailbild                             |                |
|   |                                 |  |                |
| Maße  | Ø 2.7mm                         | Beschichtung                           |                |
| Lagerungsbedingungen  |                                 |  |                |
| Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich                                |                                 |  |                |
| Werkstoffe  |                                 |  |                |
|   | Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung) |  |                |
| Hauptteil   | 1.4112 (X90CrMoV18)             |  |                |