






## Produktdatenblatt REF 68.95.89

11.12.2025

| Allgemeine Daten  |                                 |   |                         |
|---|---------------------------------|---|-------------------------|
| Artikel   | 68.95.89                        | Biegeschablone for 68.95.19 + 68.95.19A |                         |
| VK-Einheit  | Stück                           | Zoll Nr.                                | 90211090                |
| GMDN Code   | 46479                           | GTIN                                    | 04046826127985          |
| Risikoklasse  | 1r (EU MDR)                     | UMDNS-Code                              | 16-645                  |
| Klassifizierung   | 6 (EU MDR)                      | Basis UDI-DI                            | 4046826;B;R005;02;ak;5X |
| Gewicht (kg)  | 0,001                           | Gebrauchsanweisung                      | GATDR00X                |
| Latex frei  | nicht zutreffend                | Aufbereitungsanweisung                  |                         |
|   |                                 |   |                         |
| Medicon Medien  |                                 |   |                         |
| Hauptbild   |                                 | Detailbild                              |                         |
|   |                                 |   |                         |
| Lagerungsbedingungen  |                                 |   |                         |
| Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich  |                                 |   |                         |
| Werkstoffe  |                                 |   |                         |
|   | Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung) |   |                         |
| Hauptteil   | 3.0255 (Al 99,5%)               |   |                         |