






Produktdatenblatt REF 68.96.77

11.12.2025

| Allgemeine Daten | | | |
|---|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Artikel | 68.96.77 | Biegeschablone for 68.98.77 | |
| VK-Einheit | Stück | Zoll Nr. | 90189084 |
| GMDN Code | 46479 | GTIN | 04046826128234 |
| Risikoklasse | 1r (EU MDR) | UMDNS-Code | 16-645 |
| Klassifizierung | 6 (EU MDR) | Basis UDI-DI | 4046826;B;R005;02;ak;5X |
| Gewicht (kg) | 0,002 | Gebrauchsanweisung | GATDR00X |
| Latex frei | nicht zutreffend | Aufbereitungsanweisung | |
|   | | | |
| Medicon Medien | | | |
| Hauptbild | | Detailbild | |
|  | | | |
| Lagerungsbedingungen | | | |
| Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich | | | |
| Werkstoffe | | | |
| | Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung) | | |
| Hauptteil | 3.0255 (Al 99,5%) | | |