







Produktdatenblatt REF 68.98.19A

11.12.2025

| Allgemeine Daten | | | |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|----------------|
| Artikel | 68.98.19A | Uk Reko Platte gew re+li200mm Ti | |
| VK-Einheit | Stück | Zoll Nr. | 90211090 |
| GMDN Code | 46642 | GTIN | 04046826351496 |
| Risikoklasse | 2b (EU MDD) | UMDNS-Code | 13-050 |
| Klassifizierung | 8 (EU MDD) | Basis UDI-DI | |
| Gewicht (kg) | 0,050 | Gebrauchsanweisung | G689480 |
| Latex frei | nicht zutreffend | Aufbereitungsanweisung | MPK06 |
|    | | | |
| Medicon Medien | | | |
| Hauptbild | | Detailbild | |
|  | | | |
| Maße | 200mm | Beschichtung | |
| Lagerungsbedingungen | | | |
| Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich | | | |
| Werkstoffe | | | |
| | Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung) | | |
| Hauptteil | 3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI)) | | |