





Produktdatenblatt REF 681.00.34

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	681.00.34	Mixer clamp 90° Ø 5mm double action insert	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	33596	GTIN	04046826306724
Risikoklasse	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	11-502
Klassifizierung	9 (EU MDD)	Basis UDI-DI	
Gewicht (kg)	0,026	Gebrauchsanweisung	G6810101
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	MPK04
			
Medicon Medien			
Hauptbild		Detailbild	
			
Maße	90° Ø 5mm	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	1.4021 (X20Cr13)		
Sonstiges	1.4310 (X10CrNi18-8)		