



## Produktdatenblatt REF 681.00.41

11.12.2025

| Allgemeine Daten                                                                              |                                 |                                         |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| Artikel                                                                                       | 681.00.41                       | biopsy punch Ø 5mm single action insert |                |
| VK-Einheit                                                                                    | Stück                           | Zoll Nr.                                | 90189084       |
| GMDN Code                                                                                     | 33596                           | GTIN                                    | 04046826307004 |
| Risikoklasse                                                                                  | 2b (EU MDD)                     | UMDNS-Code                              | 11-502         |
| Klassifizierung                                                                               | 9 (EU MDD)                      | Basis UDI-DI                            |                |
| Gewicht (kg)                                                                                  | 0,026                           | Gebrauchsanweisung                      | G6810101       |
| Latex frei                                                                                    | nicht zutreffend                | Aufbereitungsanweisung                  | MPK04          |
| <div></div>  |                                 |                                         |                |
| Medicon Medien                                                                                |                                 |                                         |                |
| Hauptbild                                                                                     |                                 | Detailbild                              |                |
| <div></div> |                                 |                                         |                |
| Maße                                                                                          | Ø 5mm                           | Beschichtung                            |                |
| Lagerungsbedingungen                                                                          |                                 |                                         |                |
| Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich                                            |                                 |                                         |                |
| Werkstoffe                                                                                    |                                 |                                         |                |
|                                                                                               | Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung) |                                         |                |
| Hauptteil                                                                                     | 1.4021 (X20Cr13)                |                                         |                |
| Sonstiges                                                                                     | 1.4310 (X10CrNi18-8)            |                                         |                |