





## Produktdatenblatt REF 681.01.06

11.12.2025

| Allgemeine Daten  |  |  |  |
|---|--|--|--|
| Artikel   | 681.01.06                                    | micro scrs cvd Ø 5mm single action w/o ratchet |  |
| VK-Einheit  | Stück  | Zoll Nr.                                       | 90189084   |
| GMDN Code   | 33596  | GTIN   | 04046826306106   |
| Risikoklasse  | 2b (EU MDD)                                  | UMDNS-Code                                     | 13-484   |
| Klassifizierung   | 9 (EU MDD)                                   | Basis UDI-DI                                   |  |
| Gewicht (kg)  | 0,218  | Gebrauchsanweisung                             | G6810101   |
| Latex frei  | nicht zutreffend                             | Aufbereitungsanweisung                         | MPK04  |
|    |  |  |  |
| Medicon Medien  |  |  |  |
| Hauptbild   |  | Detailbild                                     |  |
|  |  |  |  |
| Maße  | Ø 5mm  | Beschichtung                                   | Künstlich erzeugte galvanische Goldschicht (max 0,04mm) auf Teilen der Oberfläche von Instrumenten |
| Lagerungsbedingungen  |  |  |  |
| Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich                                  |  |  |  |
| Werkstoffe  |  |  |  |
|   | Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)              |  |  |
| Hauptteil   | 1.4021 (X20Cr13)                             |  |  |
| Schraube  | 1.4305 (X8CrNiS18-9)                         |  |  |
| Griff   | PA6.6GF30 (Polyamid mit 30% Glasfaseranteil) |  |  |
| Sonstiges   | PPSU (Polyphenylsulfon)                      |  |  |