







## Produktdatenblatt REF 681.03.23

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	681.03.23	dissector Ø 5mm double action w ratchet	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	33596	GTIN	04046826306274
Risikoklasse	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	11-502
Klassifizierung	9 (EU MDD)	Basis UDI-DI	
Gewicht (kg)	0,129	Gebrauchsanweisung	G6810101
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	MPK04
			
Medicon Medien			
Hauptbild		Detailbild	
  			
Maße	Ø 5mm	Beschichtung	Künstlich erzeugte galvanische Goldschicht (max 0,04mm) auf Teilen der Oberfläche von Instrumenten
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	<b>Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)</b>		
<b>Hauptteil</b>	1.4021 (X20Cr13)		
<b>Schraube</b>	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
<b>Griff</b>	PA6.6GF30 (Polyamid mit 30% Glasfaseranteil)		
<b>Sonstiges</b>	PPSU (Polyphenylsulfon)		