







## Produktdatenblatt REF 681.03.46

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	681.03.46	Mixer clamp 45° Ø 5mm double action w ratchet	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	33596	GTIN	04046826354343
Risikoklasse	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	11-502
Klassifizierung	9 (EU MDD)	Basis UDI-DI	
Gewicht (kg)	0,120	Gebrauchsanweisung	G6810101
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	
			
Medicon Medien			
Hauptbild		Detailbild	
  			
Maße	45° Ø 5mm	Beschichtung	Künstlich erzeugte galvanische Goldschicht (max 0,04mm) auf Teilen der Oberfläche von Instrumenten
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	1.4021 (X20Cr13)		
Schraube	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Griff	PA6.6GF30 (Polyamid mit 30% Glasfaseranteil)		
Sonstiges	PPSU (Polyphenylsulfon)		