





Produktdatenblatt REF 684.02.01

11.12.2025

| Allgemeine Daten | | | |
|--|--|---|--|
| Artikel | 684.02.01 | peritoneal scrs str Ø 5mm rot single action w/o ratchet | |
| VK-Einheit | Stück | Zoll Nr. | 90189084 |
| GMDN Code | 33596 | GTIN | 04046826307585 |
| Risikoklasse | 2b (EU MDD) | UMDNS-Code | 13-484 |
| Klassifizierung | 9 (EU MDD) | Basis UDI-DI | |
| Gewicht (kg) | 0,107 | Gebrauchsanweisung | G6810101 |
| Latex frei | nicht zutreffend | Aufbereitungsanweisung | MPK04 |
|  | | | |
| Medicon Medien | | | |
| Hauptbild | | Detailbild | |
|  | | | |
| Maße | Ø 5mm | Beschichtung | Künstlich erzeugte galvanische Goldschicht (max 0,04mm) auf Teilen der Oberfläche von Instrumenten |
| Lagerungsbedingungen | | | |
| Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich | | | |
| Werkstoffe | | | |
| | Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung) | | |
| Hauptteil | 1.4021 (X20Cr13) | | |
| Schraube | 1.4305 (X8CrNiS18-9) | | |
| Griff | PA6.6GF30 (Polyamid mit 30% Glasfaseranteil) | | |
| Sonstiges | PPSU (Polyphenylsulfon) | | |