






Produktdatenblatt REF 69.03.01

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	69.03.01	Außentray m 2 Lagerungsfächern f Impl Trays 1.2 bis 2.4 Fract	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	12143	GTIN	04046826353391
Risikoklasse	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	
Klassifizierung	1 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;N003;03;X8
Gewicht (kg)	1,050	Gebrauchsanweisung	GATDN00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	
 			
Medicon Medien			
Hauptbild		Detailbild	
			
Maße		Beschichtung	Beim Eloxieren wird durch Anreicherung von Titan eine Hartmetallschicht auf Aluminiumbauteilen erzeugt
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil Schraube	3.3547 (AlMg4,5Mn) 1.4305 (X8CrNiS18-9)		