







Produktdatenblatt REF 70.31.18

11.12.2025

| Allgemeine Daten | | | |
|---|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Artikel | 70.31.18 | Olivecrona Spatel15+18mm 18cm | |
| VK-Einheit | Stück | Zoll Nr. | 90189084 |
| GMDN Code | 39610 | GTIN | 04046826493318 |
| Risikoklasse | 1r (EU MDR) | UMDNS-Code | 15-249 |
| Klassifizierung | 6 (EU MDR) | Basis UDI-DI | 4046826;B;R004;03;aj;5L |
| Gewicht (kg) | 0,018 | Gebrauchsanweisung | GATDR00X |
| Latex frei | nicht zutreffend | Aufbereitungsanweisung | |
|   | | | |
| Medicon Medien | | | |
| Hauptbild | | Detailbild | |
|   | | | |
| Maße | 15+18mm 18cm | Beschichtung | |
| Lagerungsbedingungen | | | |
| Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich | | | |
| Werkstoffe | | | |
| | Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung) | | |
| Hauptteil | 1.4301 (X5CrNi18-10) | | |