







## Produktdatenblatt REF 70.31.48

11.12.2025

| Allgemeine Daten  |                                 |                               |                         |
|---|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Artikel   | 70.31.48                        | Olivecrona Spatel15+18mm 18cm |                         |
| VK-Einheit  | Stück                           | Zoll Nr.                      | 90189084                |
| GMDN Code   | 39610                           | GTIN                          | 04046826493271          |
| Risikoklasse  | 1r (EU MDR)                     | UMDNS-Code                    | 15-249                  |
| Klassifizierung   | 6 (EU MDR)                      | Basis UDI-DI                  | 4046826;B;R004;03;aj;5L |
| Gewicht (kg)  | 0,019                           | Gebrauchsanweisung            | GATDR00X                |
| Latex frei  | nicht zutreffend                | Aufbereitungsanweisung        |                         |
|     |                                 |                               |                         |
| Medicon Medien  |                                 |                               |                         |
| Hauptbild   |                                 | Detailbild                    |                         |
|   |                                 |                               |                         |
| Maße  | 15+18mm 18cm                    | Beschichtung                  |                         |
| Lagerungsbedingungen  |                                 |                               |                         |
| Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich  |                                 |                               |                         |
| Werkstoffe  |                                 |                               |                         |
|   | Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung) |                               |                         |
| Hauptteil   | 1.4301 (X5CrNi18-10)            |                               |                         |