







Produktdatenblatt REF 70.45.15

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	70.45.15	Yasargil LöffelzØ 3.5mm 19cm	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	62467	GTIN	04046826492663
Risikoklasse	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-800
Klassifizierung	6 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;B;R003;06;ai;5X
Gewicht (kg)	0,030	Gebrauchsanweisung	GATDR00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	
 			
Medicon Medien			
Hauptbild		Detailbild	
 			
Maße	Ø 3.5mm 19cm	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil Schraube	1.4021 (X20Cr13) 1.4305 (X8CrNiS18-9)		