








Produktdatenblatt REF 71.64.23

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	71.64.23	Nager Gaumensegelhalter 22cm 13mm	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	45918	GTIN	04046826130282
Risikoklasse	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	12-038
Klassifizierung	5 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;N004;05;XR
Gewicht (kg)	0,024	Gebrauchsanweisung	GATDN00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	
 			
Medicon Medien	450.00.37 (Katalog HNO)		
Hauptbild		Detailbild	
  			
Maße	22cm 13mm	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil Griff	1.4021 (X20Cr13) 1.4301 (X5CrNi18-10)		