



Produktdatenblatt REF 711.30.29

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	711.30.29	tap 125mm f 4.5mm f quick coupling	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	32390	GTIN	04046826361563
Risikoklasse	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	11-331
Klassifizierung	6 (EU MDD)	Basis UDI-DI	
Gewicht (kg)	0,000	Gebrauchsanweisung	G930100
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	MPK02
			
Medicon Medien	450.00.63 (Katalog Orthopädie)		
Hauptbild		Detailbild	
			
Maße	125mm 4.5mm	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	1.4034 (X46Cr13)		