



Produktdatenblatt REF 712.45.53

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	712.45.53	countersink 160mm f screws cannulated Ø 4.5mm	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	16462	GTIN	04046826365066
Risikoklasse	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	11-331
Klassifizierung	6 (EU MDD)	Basis UDI-DI	
Gewicht (kg)	0,016	Gebrauchsanweisung	
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	MPK02
			
Medicon Medien	450.00.63 (Katalog Orthopädie)		
Hauptbild		Detailbild	
			
Maße	160mm Ø 4.5mm	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	1.4021 (X20Cr13)		