



## Produktdatenblatt REF 713.30.05

11.12.2025

| Allgemeine Daten                                                                                                                                                              |                                 |                        |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------|
| Artikel                                                                                                                                                                       | 713.30.05                       | Repositionszg groß20cm |                         |
| VK-Einheit                                                                                                                                                                    | Stück                           | Zoll Nr.               | 90189084                |
| GMDN Code                                                                                                                                                                     | 46751                           | GTIN                   | 04046826370565          |
| Risikoklasse                                                                                                                                                                  | 1r (EU MDR)                     | UMDNS-Code             | 15-670                  |
| Klassifizierung                                                                                                                                                               | 6 (EU MDR)                      | Basis UDI-DI           | 4046826;B;R002;02;ah;3V |
| Gewicht (kg)                                                                                                                                                                  | 0,000                           | Gebrauchsanweisung     | GATDR00X                |
| Latex frei                                                                                                                                                                    | nicht zutreffend                | Aufbereitungsanweisung | MPK23-1                 |
| <div></div> |                                 |                        |                         |
| Medicon Medien                                                                                                                                                                | 450.00.63 (Katalog Orthopädie ) |                        |                         |
| Hauptbild                                                                                                                                                                     |                                 | Detailbild             |                         |
|                                                                                             |                                 |                        |                         |
| Maße                                                                                                                                                                          | 20cm                            | Beschichtung           |                         |
| Lagerungsbedingungen                                                                                                                                                          |                                 |                        |                         |
| Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich                                                                                                                            |                                 |                        |                         |
| Werkstoffe                                                                                                                                                                    |                                 |                        |                         |
|                                                                                                                                                                               | Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung) |                        |                         |
| Hauptteil                                                                                                                                                                     | 1.4021 (X20Cr13)                |                        |                         |