






Produktdatenblatt REF 72.05.63

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	72.05.63	Denhart Hoefert Mundsperrer12.5cm	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	35085	GTIN	04046826337339
Risikoklasse	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	11-822
Klassifizierung	5 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;N004;05;XR
Gewicht (kg)	0,000	Gebrauchsanweisung	GATDN00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	
 			
Medicon Medien	450.00.37 (Katalog HNO) 450.00.60 (Katalog Plastische Chirurgie) 450.00.62 (Katalog Medicon instruments Mund-, Kiefer- u Gesichtschir)		
Hauptbild		Detailbild	
			
Maße	12.5cm	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil Schraube	1.4021 (X20Cr13) 1.4305 (X8CrNiS18-9)		