







## Produktdatenblatt REF 72.20.70

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	72.20.70	Fisher Tonsillenmesser23cm	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	12255	GTIN	04046826131050
Risikoklasse	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	12-255
Klassifizierung	6 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;B;R001;02;ag;37
Gewicht (kg)	0,024	Gebrauchsanweisung	GATDR00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	MPK03-1
 			
Medicon Medien	450.00.37 (Katalog HNO )		
Hauptbild		Detailbild	
 			
Maße	23cm	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil Griff	1.4034 (X46Cr13) 1.4301 (X5CrNi18-10)		