








## Produktdatenblatt REF 72.25.37

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	72.25.37	Henke Tonsillendissektor d/e24.0cm	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	12255	GTIN	04046826131173
Risikoklasse	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	14-070
Klassifizierung	6 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;B;R003;03;ai;4W
Gewicht (kg)	0,041	Gebrauchsanweisung	GATDR00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	MPK12-1
 			
Medicon Medien	450.00.37 (Katalog HNO )		
Hauptbild		Detailbild	
  			
Maße	24.0cm	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil Griff	1.4021 (X20Cr13) 1.4301 (X5CrNi18-10)		