







Produktdatenblatt REF 72.40.50

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	72.40.50	Tyding Tonsillenfasszg abgew 2x2Z21cm 2x2Z	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	62468	GTIN	04046826131302
Risikoklasse	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	14-070
Klassifizierung	6 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;B;R002;02;ah;3V
Gewicht (kg)	0,070	Gebrauchsanweisung	GATDR00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	MPK23-1
 			
Medicon Medien	450.00.37 (Katalog HNO)		
Hauptbild		Detailbild	
			
Maße	21cm	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil Schraube	1.4021 (X20Cr13) 1.4305 (X8CrNiS18-9)		