






## Produktdatenblatt REF 72.50.99

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	72.50.99	Schnürerdraht vorgeformt Ø 0.50mm P/100	
VK-Einheit	Pack100	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	13632	GTIN	04046826131524
Risikoklasse	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-632
Klassifizierung	6 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;B;R002;06;ah;59
Gewicht (kg)	0,024	Gebrauchsanweisung	GATDR00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	MPK03-1
 			
Medicon Medien	450.00.37 (Katalog HNO )		
Hauptbild		Detailbild	
			
Maße	Ø 0.50mm	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	1.4310 (X10CrNi18-8)		