








## Produktdatenblatt REF 73.12.17

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	73.12.17	Jackson Laryng Bronch Zg aufgew35cm Ø 2mm	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	11775	GTIN	04046826131739
Risikoklasse	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	16-270
Klassifizierung	6 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;B;R002;02;ah;3V
Gewicht (kg)	0,040	Gebrauchsanweisung	GATDR00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	
 			
Medicon Medien	450.00.37 (Katalog HNO )		
Hauptbild		Detailbild	
  			
Maße	35cm Ø 2mm	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	1.4021 (X20Cr13)		
Griff	1.4021 (X20Cr13)		
Sonstiges	1.4310 (X10CrNi18-8)		