








Produktdatenblatt REF 73.17.01

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	73.17.01	Laryng Löffelzng gerØ 2mm 23cm	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	62467	GTIN	04046826132170
Risikoklasse	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	16-270
Klassifizierung	6 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;B;R003;06;ai;5X
Gewicht (kg)	0,040	Gebrauchsanweisung	GATDR00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	
 			
Medicon Medien	450.00.37 (Katalog HNO)		
Hauptbild		Detailbild	
  			
Maße	Ø 2mm 23cm	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	1.4021 (X20Cr13)		
Schraube	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Sonstiges	1.4310 (X10CrNi18-8)		