








## Produktdatenblatt REF 73.17.25

11.12.2025

| Allgemeine Daten   |  |                                  |                         |
|--|--|----------------------------------|-------------------------|
| Artikel  | 73.17.25                                 | Laryng Fasszg gerieft aufgew23cm |                         |
| VK-Einheit   | Stück                                    | Zoll Nr.                         | 90189084                |
| GMDN Code  | 62467                                    | GTIN                             | 04046826132385          |
| Risikoklasse   | 1r (EU MDR)                              | UMDNS-Code                       | 16-270                  |
| Klassifizierung  | 6 (EU MDR)                               | Basis UDI-DI                     | 4046826;B;R002;02;ah;3V |
| Gewicht (kg)   | 0,040                                    | Gebrauchsanweisung               | GATDR00X                |
| Latex frei   | nicht zutreffend                         | Aufbereitungsanweisung           |                         |
|    |  |                                  |                         |
| Medicon Medien   | 450.00.37 (Katalog HNO )                 |                                  |                         |
| Hauptbild  |  | Detailbild                       |                         |
|    |  |                                  |                         |
| Maße   | 23cm                                     | Beschichtung                     |                         |
| Lagerungsbedingungen   |  |                                  |                         |
| Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich   |  |                                  |                         |
| Werkstoffe   |  |                                  |                         |
|  | Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)          |                                  |                         |
| Hauptteil<br>Schraube  | 1.4021 (X20Cr13)<br>1.4305 (X8CrNiS18-9) |                                  |                         |