



Produktdatenblatt REF 73.17.31

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	73.17.31	Arnold Laryng Stimmband Haltezug re geb23cm	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	62468	GTIN	04046826132446
Risikoklasse	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	16-270
Klassifizierung	6 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;B;R002;02;ah;3V
Gewicht (kg)	0,040	Gebrauchsanweisung	GATDR00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	
			
Medicon Medien	450.00.37 (Katalog HNO)		
Hauptbild		Detailbild	
  			
Maße	23cm	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil Schraube	1.4021 (X20Cr13) 1.4305 (X8CrNiS18-9)		