








Produktdatenblatt REF 73.17.44

11.12.2025

| Allgemeine Daten | | | |
|--|--|--|-------------------------|
| Artikel | 73.17.44 | Laryng Löffelz re aufgebØ 1mm 23cm Mikro | |
| VK-Einheit | Stück | Zoll Nr. | 90189084 |
| GMDN Code | 62467 | GTIN | 04046826132569 |
| Risikoklasse | 1r (EU MDR) | UMDNS-Code | 16-270 |
| Klassifizierung | 6 (EU MDR) | Basis UDI-DI | 4046826;B;R003;06;ai;5X |
| Gewicht (kg) | 0,040 | Gebrauchsanweisung | GATDR00X |
| Latex frei | nicht zutreffend | Aufbereitungsanweisung | |
|   | | | |
| Medicon Medien | 450.00.37 (Katalog HNO) | | |
| Hauptbild | | Detailbild | |
|    | | | |
| Maße | Ø 1mm 23cm | Beschichtung | |
| Lagerungsbedingungen | | | |
| Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich | | | |
| Werkstoffe | | | |
| | Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung) | | |
| Hauptteil Schraube | 1.4021 (X20Cr13) 1.4305 (X8CrNiS18-9) | | |