





Produktdatenblatt REF 73.32.08

11.12.2025

| Allgemeine Daten | | | |
|---|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Artikel | 73.32.08 | Medicon Jackson Bronch Zg35cm | |
| VK-Einheit | Stück | Zoll Nr. | 90189084 |
| GMDN Code | 60909 | GTIN | 04046826133870 |
| Risikoklasse | 1r (EU MDR) | UMDNS-Code | 16-270 |
| Klassifizierung | 6 (EU MDR) | Basis UDI-DI | 4046826;B;R002;02;ah;3V |
| Gewicht (kg) | 0,030 | Gebrauchsanweisung | GATDR00X |
| Latex frei | nicht zutreffend | Aufbereitungsanweisung | |
|   | | | |
| Medicon Medien | | | |
| Hauptbild | | Detailbild | |
| | | | |
| Maße | 35cm | Beschichtung | |
| Lagerungsbedingungen | | | |
| Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich | | | |
| Werkstoffe | | | |
| | Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung) | | |
| | | | |