






Produktdatenblatt REF 73.42.30

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	73.42.30	Verlängerungsrohr abgew30cm	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	62467	GTIN	04046826134181
Risikoklasse	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	16-270
Klassifizierung	6 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;B;R002;02;ah;3V
Gewicht (kg)	0,020	Gebrauchsanweisung	GATDR00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	
 			
Medicon Medien	450.00.37 (Katalog HNO)		
Hauptbild		Detailbild	
			
Maße	30cm	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Schraube	1.4021 (X20Cr13)		
Sonstiges	1.4305 (X8CrNiS18-9)		