







## Produktdatenblatt REF 73.48.10

11.12.2025

| Allgemeine Daten   |   |                                   |  |
|--|---|-----------------------------------|--|
| Artikel  | 73.48.10  | Kehlkopfspiegel 22cm Ø 10mm Fig 0 |  |
| VK-Einheit   | Stück   | Zoll Nr.                          | 90189084                                       |
| GMDN Code  | 33431   | GTIN                              | 04046826135003                                 |
| Risikoklasse   | 1 (EU MDR)  | UMDNS-Code                        | 12-549   |
| Klassifizierung  | 5 (EU MDR)  | Basis UDI-DI                      | 4046826;N004;01;XD                             |
| Gewicht (kg)   | 0,031   | Gebrauchsanweisung                | GATDN00X                                       |
| Latex frei   | nicht zutreffend  | Aufbereitungsanweisung            |  |
|      |   |                                   |  |
| Medicon Medien   | 450.00.03 (Hauptkatalog the art of surgery)<br>450.00.37 (Katalog HNO ) |                                   |  |
| Hauptbild  |   | Detailbild                        |  |
|   |   |                                   |  |
| Maße   | 22cm Ø 10mm   | Beschichtung                      | Aufgedampfte Beschichtung bei Kehlkopfspiegeln |
| Lagerungsbedingungen   |   |                                   |  |
| Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich   |   |                                   |  |
| Werkstoffe   |   |                                   |  |
|  | Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)   |                                   |  |
| Hauptteil  | 1.4301 (X5CrNi18-10)  |                                   |  |
| Sonstiges  | GLAS (Glas)   |                                   |  |