







Produktdatenblatt REF 73.48.28

11.12.2025

| Allgemeine Daten | | | |
|--|---|-----------------------------------|--|
| Artikel | 73.48.28 | Kehlkopfspiegel 22cm Ø 28mm Fig 9 | |
| VK-Einheit | Stück | Zoll Nr. | 90189084 |
| GMDN Code | 33431 | GTIN | 04046826135096 |
| Risikoklasse | 1 (EU MDR) | UMDNS-Code | 12-549 |
| Klassifizierung | 5 (EU MDR) | Basis UDI-DI | 4046826;N004;01;XD |
| Gewicht (kg) | 0,031 | Gebrauchsanweisung | GATDN00X |
| Latex frei | nicht zutreffend | Aufbereitungsanweisung | |
|   | | | |
| Medicon Medien | 450.00.03 (Hauptkatalog the art of surgery) 450.00.37 (Katalog HNO) | | |
| Hauptbild | | Detailbild | |
|   | | | |
| Maße | 22cm Ø 28mm | Beschichtung | Aufgedampfte Beschichtung bei Kehlkopfspiegeln |
| Lagerungsbedingungen | | | |
| Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich | | | |
| Werkstoffe | | | |
| | Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung) | | |
| Hauptteil | 1.4301 (X5CrNi18-10) | | |
| Sonstiges | GLAS (Glas) | | |