



## Produktdatenblatt REF 74.47.35

11.12.2025

| Allgemeine Daten |                  |                               |                         |
|------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Artikel          | 74.47.35         | Endolaryngeal Larynxhaken24cm |                         |
| VK-Einheit       | Stück            | Zoll Nr.                      | 90189084                |
| GMDN Code        | 45918            | GTIN                          | 04046826136444          |
| Risikoklasse     | 1r (EU MDR)      | UMDNS-Code                    | 12-038                  |
| Klassifizierung  | 6 (EU MDR)       | Basis UDI-DI                  | 4046826;B;R004;03;aj;5L |
| Gewicht (kg)     | 0,005            | Gebrauchsanweisung            | GATDR00X                |
| Latex frei       | nicht zutreffend | Aufbereitungsanweisung        | MPK01-1                 |



|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Medicon Medien | 450.00.37 (Katalog HNO ) |
|----------------|--------------------------|

## Hauptbild

## Detailbild

|      |      |              |  |
|------|------|--------------|--|
| Maße | 24cm | Beschichtung |  |
|------|------|--------------|--|

## Lagerungsbedingungen

Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich

## Werkstoffe

|           |                                 |
|-----------|---------------------------------|
|           | Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung) |
| Hauptteil | 1.4021 (X20Cr13)                |