



Produktdatenblatt REF 75.23.55

11.12.2025

| Allgemeine Daten | | | |
|---|---|--------------------------------------|--------------------|
| Artikel | 75.23.55 | Schr Dreher Griff f Syst 2.0/2.410cm | |
| VK-Einheit | Stück | Zoll Nr. | 90189084 |
| GMDN Code | 33968 | GTIN | 04046826139889 |
| Risikoklasse | 1 (EU MDR) | UMDNS-Code | 13-517 |
| Klassifizierung | 1 (EU MDR) | Basis UDI-DI | 4046826;N001;06;WT |
| Gewicht (kg) | 0,070 | Gebrauchsanweisung | GATDN00X |
| Latex frei | nicht zutreffend | Aufbereitungsanweisung | |
|   | | | |
| Medicon Medien | 450.00.63 (Katalog Orthopädie) 451.08.13 (Prospekt Enorale Distraktoren für die Ober- und Unterkiefer) 451.08.22 (Prospekt Transantrale Oberkieferdistraktoren) 451.09.02 (Prospekt Bimaxilläre Operation) | | |
| Hauptbild | | Detailbild | |
|  | | | |
| Maße | 10cm | Beschichtung | |
| Lagerungsbedingungen | | | |
| Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich | | | |
| Werkstoffe | | | |
| | Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung) | | |
| Hauptteil Griff | 1.4305 (X8CrNiS18-9) PPSU (Polyphenylsulfon) | | |