







## Produktdatenblatt REF 75.23.81

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	75.23.81	Schraubendreher 1.5mm 20cm	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	33968	GTIN	04046826140120
Risikoklasse	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-517
Klassifizierung	6 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;B;R005;03;ak;6A
Gewicht (kg)	0,045	Gebrauchsanweisung	GATDR00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	
 			
Medicon Medien	450.00.63 (Katalog Orthopädie )		
Hauptbild		Detailbild	
 			
Maße	1.5mm 20cm	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil Griff	1.4112 (X90CrMoV18) PPSU (Polyphenylsulfon)		