







Produktdatenblatt REF 75.23.83

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	75.23.83	Schraubendreher 3.5mm 20cm	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	33968	GTIN	04046826140144
Risikoklasse	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-517
Klassifizierung	6 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;B;R005;03;ak;6A
Gewicht (kg)	0,051	Gebrauchsanweisung	GATDR00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	
 			
Medicon Medien	450.00.63 (Katalog Orthopädie)		
Hauptbild		Detailbild	
 			
Maße	3.5mm 20cm	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil Griff	1.4057 (X17CrNi16-2) PPSU (Polyphenylsulfon)		