






Produktdatenblatt REF 75.24.01

11.12.2025

| Allgemeine Daten | | | |
|---|--|---|-------------------------|
| Artikel | 75.24.01 | Schr Dreher Klinge w 75.23.00 jed modif90mm | |
| VK-Einheit | Stück | Zoll Nr. | 90189084 |
| GMDN Code | 33968 | GTIN | 04046826468668 |
| Risikoklasse | 1r (EU MDR) | UMDNS-Code | 13-517 |
| Klassifizierung | 6 (EU MDR) | Basis UDI-DI | 4046826;B;R005;03;ak;6A |
| Gewicht (kg) | 0,000 | Gebrauchsanweisung | GATDR00X |
| Latex frei | nicht zutreffend | Aufbereitungsanweisung | |
|   | | | |
| Medicon Medien | 453.06.00_DEU (Hybridplatten-System zur Rekonstruktion des Unterkiefers mit mikrovaskulärem Fibula Transplantat Broschüre) 453.06.00_ENG (Hybrid Plate System - Reconstruction of the mandible with a microvascular fibular bone graft Broschüre) 453.06.00_ESP (Hybrid Sistema de Placas - Reconstrucción mandibular con un trasplante microvascular de peroné Broschüre) 453.12.00 (Prospekt Epiplating 5 sprachig) | | |
| Hauptbild | | Detailbild | |
|  | | | |
| Maße | 90mm | Beschichtung | |
| Lagerungsbedingungen | | | |
| Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich | | | |
| Werkstoffe | | | |
| | Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung) | | |
| Hauptteil | 1.4112 (X90CrMoV18) | | |