







## Produktdatenblatt REF 75.70.20

11.12.2025

| Allgemeine Daten  |  |                               |                |
|---|--|-------------------------------|----------------|
| Artikel   | 75.70.20   | Haken MarknagelØ 2.4mm 20.5cm |                |
| VK-Einheit  | Stück  | Zoll Nr.                      | 90211090       |
| GMDN Code   | 46865  | GTIN                          | 04046826142612 |
| Risikoklasse  | 2b (EU MDD)  | UMDNS-Code                    | 16-078         |
| Klassifizierung   | 8 (EU MDD)   | Basis UDI-DI                  |                |
| Gewicht (kg)  | 0,015  | Gebrauchsanweisung            | G7080000       |
| Latex frei  | nicht zutreffend   | Aufbereitungsanweisung        | MPK01          |
|    |  |                               |                |
| Medicon Medien  | 450.00.03 (Hauptkatalog the art of surgery)<br>450.00.63 (Katalog Orthopädie ) |                               |                |
| Hauptbild   |  | Detailbild                    |                |
|   |  |                               |                |
| Maße  | Ø 2.4mm 20.5cm   | Beschichtung                  |                |
| Lagerungsbedingungen  |  |                               |                |
| Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich  |  |                               |                |
| Werkstoffe  |  |                               |                |
|   | Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)  |                               |                |
| Hauptteil   | 1.4441 (X2CrNiMo18-15-3)   |                               |                |