







Produktdatenblatt REF 76.01.03

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	76.01.03	Knochendraht weich RI/10m0.30mm	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90211090
GMDN Code	56643	GTIN	04046826146542
Risikoklasse	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	16-104
Klassifizierung	8 (EU MDD)	Basis UDI-DI	
Gewicht (kg)	0,017	Gebrauchsanweisung	G7080000
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	MPK01
  			
Medicon Medien	450.00.03 (Hauptkatalog the art of surgery) 450.00.53 (Katalog Kardio) 450.00.60 (Katalog Plastische Chirurgie) 450.00.62 (Katalog Medicon instruments Mund-, Kiefer- u Gesichtschir) 450.00.63 (Katalog Orthopädie) 451.09.02 (Prospekt Bimaxilläre Operation)		
Hauptbild		Detailbild	
			
Maße	0.30mm	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	1.4441 (X2CrNiMo18-15-3)		