







Produktdatenblatt REF 76.01.04

11.12.2025

| Allgemeine Daten | | | |
|---|--|---------------------------------|----------------|
| Artikel | 76.01.04 | Knochendraht weich RI/10m0.40mm | |
| VK-Einheit | Stück | Zoll Nr. | 90211090 |
| GMDN Code | 56643 | GTIN | 04046826146559 |
| Risikoklasse | 2b (EU MDD) | UMDNS-Code | 16-104 |
| Klassifizierung | 8 (EU MDD) | Basis UDI-DI | |
| Gewicht (kg) | 0,023 | Gebrauchsanweisung | G7080000 |
| Latex frei | nicht zutreffend | Aufbereitungsanweisung | MPK01 |
|    | | | |
| Medicon Medien | 450.00.03 (Hauptkatalog the art of surgery) 450.00.53 (Katalog Kardio) 450.00.60 (Katalog Plastische Chirurgie) 450.00.62 (Katalog Medicon instruments Mund-, Kiefer- u Gesichtschir) 450.00.63 (Katalog Orthopädie) 451.09.02 (Prospekt Bimaxilläre Operation) | | |
| Hauptbild | | Detailbild | |
|  | | | |
| Maße | 0.40mm | Beschichtung | |
| Lagerungsbedingungen | | | |
| Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich | | | |
| Werkstoffe | | | |
| | Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung) | | |
| Hauptteil | 1.4441 (X2CrNiMo18-15-3) | | |