







Produktdatenblatt REF 76.07.90

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	76.07.90	Kirschner wire Ø 2.0mm 10cm tr/tr p/10	
VK-Einheit	Pack10	Zoll Nr.	90211090
GMDN Code	56643	GTIN	04046826147624
Risikoklasse	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	16-104
Klassifizierung	8 (EU MDD)	Basis UDI-DI	
Gewicht (kg)	0,001	Gebrauchsanweisung	G7080000
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	MPK01
  			
Medicon Medien	450.00.03 (Hauptkatalog the art of surgery) 450.00.63 (Katalog Orthopädie)		
Hauptbild		Detailbild	
			
Maße	Ø 2.0mm 10cm	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	1.4441 (X2CrNiMo18-15-3)		