







Produktdatenblatt REF 76.10.78

11.12.2025

| Allgemeine Daten | | | |
|---|--|---|----------------|
| Artikel | 76.10.78 | Kirschner Bohrdr Tr/TrØ 0.8mm 15cm P/10 | |
| VK-Einheit | Pack10 | Zoll Nr. | 90211090 |
| GMDN Code | 56643 | GTIN | 04046826148744 |
| Risikoklasse | 2b (EU MDD) | UMDNS-Code | 16-104 |
| Klassifizierung | 8 (EU MDD) | Basis UDI-DI | |
| Gewicht (kg) | 0,001 | Gebrauchsanweisung | G7080000 |
| Latex frei | nicht zutreffend | Aufbereitungsanweisung | MPK01 |
|    | | | |
| Medicon Medien | 450.00.03 (Hauptkatalog the art of surgery) 450.00.63 (Katalog Orthopädie) | | |
| Hauptbild | | Detailbild | |
|  | | | |
| Maße | Ø 0.8mm 15cm | Beschichtung | |
| Lagerungsbedingungen | | | |
| Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich | | | |
| Werkstoffe | | | |
| | Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung) | | |
| Hauptteil | 1.4441 (X2CrNiMo18-15-3) | | |