







## Produktdatenblatt REF 76.11.75

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	76.11.75	Kirschner Bohrer Tr/rdØ 2.5mm 23cm P/10	
VK-Einheit	Pack10	Zoll Nr.	90211090
GMDN Code	56643	GTIN	04046826149178
Risikoklasse	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	16-104
Klassifizierung	8 (EU MDD)	Basis UDI-DI	
Gewicht (kg)	0,109	Gebrauchsanweisung	G7080000
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	MPK01
  			
Medicon Medien	450.00.03 (Hauptkatalog the art of surgery) 450.00.63 (Katalog Orthopädie )		
Hauptbild		Detailbild	
			
Maße	Ø 2.5mm 23cm	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	1.4441 (X2CrNiMo18-15-3)		