





Produktdatenblatt REF 76.16.00

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	76.16.00	Bohrdrahtspender 16cm Ø 1.0/1.2/1.4/1.6mm	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	12143	GTIN	04046826149734
Risikoklasse	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	16-767
Klassifizierung	1 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;N003;01;X2
Gewicht (kg)	0,700	Gebrauchsanweisung	GATDN00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	
 			
Medicon Medien			
Hauptbild		Detailbild	
Maße	16cm Ø 1.0/1.2/1.4/1.6mm	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Schraube	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Griff	1.4310 (X10CrNi18-8)		
Sonstiges	POM (Polyoxymethylen_(Polyacetal/_Polyformaldehyd)		